

CABINES

L'information économique et technique de la beauté

ÉLIXIR

HUILES DE BEAUTÉ SUBLIMATRICES
 Corps - Visage - Cheveux


BLOC-NOTES

ACTU ACTIONS CO, SYNDICATS, MARQUES, SALONS, ÉCOLES...

Remolding Face® 2^e génération

Biologique Recherche lance une nouvelle version du Remolding Face® dotée d'une option inédite. L'appareil s'équipe désormais de l'électroporation en plus des trois courants galvaniques déjà existants. Cette dernière technologie émet un courant impulsionnaire haute fréquence qui a pour effet de perméabiliser la couche superficielle de l'épiderme, favorisant ainsi la migration des actifs dans les cellules. Les quatre courants peuvent être utilisés séparément ou en superposition. Le Remolding Face®, dont l'action de remodelage s'exerce au niveau des reliefs et des volumes du visage, du cou et du décolleté, nécessite la connaissance des muscles faciaux et le respect d'un protocole précis d'utilisation conjuguant courants électriques et poses de sérums. Sous l'influence du champ électrique généré par le Remolding Face®, les molécules contenues dans les sérums migreront soit par le pôle positif, soit par le pôle négatif des électrodes. Le traitement a pour vocation d'améliorer la qualité de l'épiderme, d'accroître le tonus musculaire et de jouer sur un effet retenseur immédiat. Conseillé pour préserver des effets du temps, le recours à des séances de Remolding Face® peut également être recommandé en amont de gestes médico-chirurgicaux esthétiques.

REMODELING FACE®



Liste des points de vente sur www.payot.com



Rejoignez-nous sur facebook www.facebook.com/payot